

*PRESCRIBING INFORMATION*

**PYODINE® Gel**  
(Povidone-Iodine)

پایوڈین جیل

*ANTISEPTIC*

**Composition:**

Each 100 g contains:  
Povidone-Iodine USP 5.0 g  
(Equivalent to 0.5 g available Iodine)  
Mfg. Specs. Brookes

**Description:**

“Pyodine Gel” is a special formulation of Povidone-Iodine which enables the active ingredient to be absorbed quickly and also provides a protective covering on the surface of the wound. Povidone-Iodine in “Pyodine Gel” is capable of killing all classes of pathogens encountered in nosocomial and day-to-day infections; gram+ve bacteria and gram-ve bacteria (including antibiotic resistant strains and mycobacteria), fungi/yeast, viruses and protozoa. It is the only microbicide with this broad-spectrum of activity.

**Mode of Action:**

“Pyodine Gel” (Povidone-Iodine) exerts its microbicidal effects in low concentration by inhibiting enzymes essential to microbial metabolism. Most pathogens are killed within 15-30 seconds in vitro. Resistance has not been reported. Microbicidal activity is retained in the presence of moderate quantity of pus, blood or mucosal secretions.

**Indications:**

“Pyodine Gel” is indicated for the treatment and prevention of the following bacterial, mycotic and viral skin infections:

- Contaminated cuts, abrasions and lacerations
- Post-operative dressing
- Second and third degree burns
- Skin infections which are secondarily infected
- All types of topical ulcers (including tuberculous and leprotic)
- Bed sores and after minor surgical procedures
- Diabetic and episiotomy wound.

**Dosage and Application:**

Cover the affected area of skin with “Pyodine Gel” and apply occlusive dressing. Twice daily application is sufficient. In burn and other chronic wounds thrice daily applications are required.

**Contraindications:**

Hypersensitivity to any ingredient of the product.

**Cautions:**

If thyroid function test is desired, then during the test period “Pyodine Gel” should not be used.

**Storage:**

Store at temperature between 15-30°C away from light.

**Presentation:**

Pack of 20 g tube in a carton.

مقدار اور طریقہ استعمال:

متاثرہ حصے کی جلد کو پایوڈین جیل سے ڈھانپ کر صاف پٹی سے محفوظ کریں۔

روزانہ دو مرتبہ استعمال کریں۔

جلے ہوئے اور پرانے زخموں پر روزانہ تین دفعہ استعمال ضروری ہے۔

اسٹوریج:

تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں

15 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر روشنی سے بچا کر رکھیں

brookes

**Manufactured by:**

Brookes Pharma Private Limited  
58 - 59 Sector 15 Korangi Industrial Area  
Karachi 74900 Pakistan.

